



矽膠透明敷料

使用說明書

產品用途

矽膠透明敷料是一種醫用膠帶，它結合了矽膠技術的優點和無紡布、PE的柔韌性和透氣性。這種獨特的組合使其成為各種醫療應用的多功能和有效選擇。

1. 可用於將導管、靜脈輸液管和其他醫療器械牢固地固定在皮膚上，減少移位和感染的風險。
2. 可用於覆蓋傷口並保護傷口免受感染。其溫和的粘合特性可最大限度地減少皮膚刺激，並易於去除。
3. 可用於保護嬌嫩的皮膚免受膠粘劑或醫療器械的刺激。

規格

料號	材質	寬 (cm) x 長 (m)	顏色	Feature
ST2P5200	無紡布	2.5 x 2	藍	帶切刀的塑膠捲盤
ST2P5300	無紡布	2.5 x 3	藍	帶切刀的塑膠捲盤
ST2P5500	無紡布	2.5 x 5	藍	帶切刀的塑膠捲盤
ST5P0200	無紡布	5.0 x 2	藍	帶切刀的塑膠捲盤
ST5P0300	無紡布	5.0 x 3	藍	帶切刀的塑膠捲盤
ST5P0500	無紡布	5.0 x 5	藍	帶切刀的塑膠捲盤
SET2P5200	PE	2.5 x 2	乳白	帶切刀的塑膠捲盤
SET2P5300	PE	2.5 x 3	乳白	帶切刀的塑膠捲盤
SET2P5500	PE	2.5 x 5	乳白	帶切刀的塑膠捲盤
SET5P0200	PE	5.0 x 2	乳白	帶切刀的塑膠捲盤
SET5P0300	PE	5.0 x 3	乳白	帶切刀的塑膠捲盤
SET5P0500	PE	5.0 x 5	乳白	帶切刀的塑膠捲盤

使用說明

1. 清潔並擦乾將貼膠帶的皮膚區域。
2. 將膠帶撕成所需的長度。
3. 將膠帶的粘合面輕輕貼在皮膚上，確保良好的粘合力。
4. 將醫療設備放在膠帶上並固定到位。
5. 撕下膠帶時，沿毛髮生長的方向輕輕撕下，以減少對皮膚的刺激。

注意事項

1. 如果你的皮膚敏感，建議先在小面積上測試膠帶，然後再將其貼在較大的區域面積。
2. 雖然很少見，但有些人可能會對膠粘劑產生過敏反應。如果您出現任何過敏反應的跡象，例如發紅、瘙癢或腫脹，請停止使用並諮詢醫療保健專業人員。
3. 始終保持適當的衛生習慣並遵循無菌技術以防止感染。
4. 將膠帶存放在陰涼乾燥處，避免陽光直射。

通過遵循這些指南，您可以有效地使用無紡布、PE矽膠透明敷料來固定醫療設備、保護傷口並促進癒合。



笠翔醫材股份有限公司

新北市221012汐止區中興路43號2樓

Tel : (02) 8646-1999

Fax : (02) 2647-1999

衛部醫器製字第010198號

經銷商